

Báscula de Análisis Corporal

Body Fat Scale

BENEFICIOS

Aumenta la eficiencia en el hogar – A la hora de medir el peso, la báscula inteligente es confiable, además de calcular el pesaje corporal podrás determinar:

- **Índice de masa corporal (IMC)**, calcula la relación entre peso y talla.
- **Porcentaje de grasa corporal (%GC)**, determina el peso de la grasa en el cuerpo.
- **Tasa metabólica basal (TMB)**, calcula las calorías mínimas (energía) que necesita el cuerpo para realizar las funciones básicas.
- **Nivel de agua corporal**, indica la hidratación del cuerpo.
- **Edad corporal**, indica el nivel fisiológico del cuerpo
- **Masa muscular, masa esquelética** y mucho más...

Conectividad – Bluetooth 4.0 lista para conectar la **báscula inteligente** a tu dispositivo móvil.

Cuenta con un 6 meses de garantía – Contra cualquier defecto de fabricación.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BASAN-150
Capacidad	150 kilogramos
División mínima	100 gramos
Medidas del plato	28 x 24 cm
Material del plato	Cristal templado y plástico
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc)
Clase	Media III

DIFERENCIAS VS LA COMPETENCIA

1. App móvil con conectividad de hasta 11 usuarios VS Otras aplicaciones con solo menos usuarios.
2. Permite calcular diferentes tipos de mediciones corporales VS Otras básculas que muestran una sola medición.
3. Máxima capacidad de hasta 150 kg VS Otras básculas de menor pesaje.

- (a) Profundidad: 24 cm
 - (b) Frente: 28 cm
 - (c) Altura con plato: 2 cm
- Peso: 1 kg**



Encendido
y apagado automático



Conexión
bluetooth 4.0



BASAN-150



App gratuita para monitoreo
del pesaje corporal
(hasta 11 usuarios)

Descarga la App
versión Android



Descarga la App
versión iOS



Nota: Mantenga los pies secos al usar la báscula. No se recomienda su uso en personas con marcapasos cardíaco. El uso de la función grasa corporal no se recomienda en mujeres embarazadas.

Nota: Los datos que calcula la báscula inteligente BASAN-150 son comparaciones con datos de equipos médicos profesionales, no como diagnóstico o tratamiento de alguna condición médica. Consulte a su médico.

Distribuido por:

Contacto:

Tel :